



FICHE DE DEMANDE D'ESSAIS
RECHERCHES DE SALMONELLES EN ÉLEVAGE AVIAIRE
SELON NFU-47-100* OU NFU47-101*

ENRE-SU-0101
Version : 1

PRELEVEUR :

DATE DE PRELEVEMENT : | | / | | / 2 | 0 | | |

ELEVAGE

Eleveur :

Adresse :

Téléphone :

E.mail :

Souhaite recevoir ses résultats par mail (convention à remplir)

:

Vétérinaire Sanitaire

Coopérative :

Technicien :

N°EDE :

DESTINATAIRES RESULTATS

- Propriétaire
 Vétérinaire :
 DDPP
 Coopérative
 Autres :

FACTURATION

- Propriétaire
 Coopérative
 Vétérinaire
 Autres :

PRELEVEMENTS

N° INUAV :

N° usuel du Bâtiment :

N° lot :

Espèce :

Age des animaux :

Effectif :

Couvoir :

Contrôles obligatoires :

Reproducteurs : poulets filière chair (page 2)

Reproducteurs : filière œufs de consommation (page 2)

Poulettes et pondeuses œufs de consommation (page 3)

Reproducteurs dinde filière chair (page 3)

Contrôle en dehors du dépistage obligatoire: page 4

Motif de l'analyse :

Contrôle obligatoire (selon réglementation en vigueur) à l'initiative de l'exploitant

Détermination des serovars de salmonelles à rechercher dans le cadre du dépistage obligatoire :

Les tableaux ci-après reprennent les prélèvements obligatoires prévus par la réglementation en vigueur.

Cocher les cases correspondants aux prélèvements obligatoires effectués, le mode d'élevage et renseigner l'âge si demandé

(INFORMATIONS INDISPENSABLES POUR LA MISE EN ANALYSE)

POULETS ET DINDES DE CHAIR (avant abattage)

Utiliser la demande « FICHE DE DEMANDE D'ESSAIS : RECHERCHES DE SALMONELLES EN ELEVAGE AVIAIRE SELON NFU-47-100 méthode simplifiée * : VOLAILLES DE CHAIR AVANT ABATTAGE - CONTROLE OBLIGATOIRE ** ENRE-SU- 0140

REPRODUCTEURS : POULETS FILIERE CHAIR

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Serotypes recherches	Étiquettes LABORATOIRE
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 jour	Cage ou sol	5 Fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 Paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes poussières	2 2	6 serotypes 6 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	6 serotypes 6 serotypes 6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Sol	2 Paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes poussières	2 2	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6	
Cage		2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cages ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6		
PONTE	<input type="checkbox"/> 4 Semaines après entrée en ponte <input type="checkbox"/> 34 semaines <input type="checkbox"/> 42 semaines <input type="checkbox"/> 50 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en <u>SECONDE</u> ponte <input type="checkbox"/> 2 semaines après entrée en <u>SECONDE</u> ponte <input type="checkbox"/> toutes les 12 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 8 semaines avant réforme	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6	

REPRODUCTEURS : FILIERE OEUF DE CONSOMMATION

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Serotypes recherches	Étiquettes LABORATOIRE
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 Jour	Sol ou cage	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	6 serotypes 6 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	6 serotypes 6 serotypes 6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en ponte ou transfert	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6	
Cage		2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6		
PONTE	<input type="checkbox"/> 4 Semaines après entrée entrée en ponte <input type="checkbox"/> 38 semaines <input type="checkbox"/> 54 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en <u>SECONDE</u> ponte <input type="checkbox"/> 2 semaines après entrée en <u>SECONDE</u> ponte <input type="checkbox"/> toutes les 12 semaines (Indiquer âge :)	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	6 serotypes 6 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 8 sem avant réforme	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6	
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette environnement	1 1	Tous serotypes dt 6 Tous serotypes dt 6	

POULETTES ET PONDEUSES D'OEUF DE CONSOMMATION



**FICHE DE DEMANDE D'ESSAIS
RECHERCHES DE SALMONELLES EN ÉLEVAGE AVIAIRE
SELON NFU-47-100* OU NFU47-101***

ENRE-SU-0101
Version : 1

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Serotypes recherchés	Étiquettes LABORATOIRE			
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 Jour	Sol ou cage	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	3 serotypes				
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	3 serotypes 3 serotypes				
		Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes				
			Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3			
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant transfert ou entrée en ponte	Cage	2 chiffonnettes fientes ET 1 chiffonnette sur 20 fonds de cage ET 1 chiffonnette environnement	2 1 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3				
PONTE	<input type="checkbox"/> Entre 4 semaines après transfert et 24 semaines <input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines Si Seconde Ponte : <input type="checkbox"/> la semaine de l'entrée en ponte <input type="checkbox"/> Toutes les 15 semaines Indiquez âge des animaux :	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1 1 2 3 4 1	3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes				
			Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1 1 2 3 4 1	3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes			
				Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1 1 2 3 4 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3		
					Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1 1 2 3 4 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3	
						Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1 1 2 3 4 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3
	Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)					1 1 2 3 4 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3	
		<input type="checkbox"/> 6 semaines Avant réforme	Sol	2 paires de chaussettes ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)		1 1 2 3 4 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3		
	<input type="checkbox"/> 10 semaines Avant réforme	Cage	2 * 150 gr de fientes (2 pots) ET 1 chiffonnette fientes (1000 à 20000 anx) OU 2 chiffonnettes fientes (20001 à 50000 anx) OU 3 chiffonnettes fientes (50001 à 80000 anx) OU 4 chiffonnettes fientes (si > 80 000 anx) ET 500 gr aliment (si 80 000 anx)	1 1 2 3 4 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3				

REPRODUCTEURS DINDES FILIERE CHAIR

Stade	Prélèvements Obligatoires	Type élevage	Prélèvements à effectuer	Nb analyse	Serotypes recherchés	Étiquettes laboratoire
PRE-PONTE	<input type="checkbox"/> 1 Jour	Sol	5 fonds de boîte 5 fonds de boîte pour conservation	1	3 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 4 semaines	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	3 serotypes 3 serotypes	
	<input type="checkbox"/> 2 semaines avant entrée en ponte ou transfert	Sol	2 paires de chaussettes ET 2 chiffonnettes environnement	2 2	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3	
PONTE	<input type="checkbox"/> 4 semaines après entrée En ponte	Sol	5 paires de chaussettes séparées en 2 Ou 1 paire de chaussettes ET 1 chiffonnette poussière	2 1 1	3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes	
		Cage	2*150 gr de fientes (2 pots)	2	3 serotypes	
	<input type="checkbox"/> Puis toutes les 3 semaines Indiquer Age des animaux :	Sol	5 paires de chaussettes séparées en 2 Ou 1 paire de chaussettes ET 1 chiffonnette poussière	2 1 1	3 serotypes 3 serotypes 3 serotypes	
		Cage	2*150 gr de fientes (2 pots)	2	3 serotypes	
	<input type="checkbox"/> Avant réforme	Sol	5 paires de chaussettes séparées en 2 Ou 1 paire de chaussettes ET 1 chiffonnette poussière	2 1 1	Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3 Tous serotypes dt 3	
		Cage	2*150 gr de fientes (2 pots)	2	Tous serotypes dt 3	

Contrôle en dehors du dépistage obligatoire (Salmonelles en environnement selon NFU47-100 ou sur volailles selon NF47-101)



**FICHE DE DEMANDE D'ESSAIS
RECHERCHES DE SALMONELLES EN ÉLEVAGE AVIAIRE
SELON NFU-47-100* OU NFU47-101***

ENRE-SU-0101
Version : 1

Remplir le tableau ci dessous :

Espèce	Filière	Age	Prélèvements effectués (chiffonnettes, chaussettes, fientes, animaux, œufs à couvrir, œufs embryonnés.....)	Étiquettes LABORATOIRE
<input type="checkbox"/> Poule <input type="checkbox"/> Dinde <input type="checkbox"/> Autres (précisez)	<input type="checkbox"/> reproduction ponte <input type="checkbox"/> reproduction chair <input type="checkbox"/> ponte <input type="checkbox"/> chair		<input type="checkbox"/> chiffonnettes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> chaussettes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> fientes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> poussières (Nombre :....) <input type="checkbox"/> fonds de boîtes (Nombre :....) <input type="checkbox"/> animaux entiers (Nombre Vivants :.....) (Nombre Morts:.....) <input type="checkbox"/> œufs à couvrir non incubés (Nombre :) <input type="checkbox"/> oeufs embryonnés (Nombre :) <input type="checkbox"/> Non bêchés <input type="checkbox"/> bêchés <input type="checkbox"/> Nb jours d incubation : <input type="checkbox"/> autres :	

Tous les prélèvements doivent être correctement identifiés et parvenus au laboratoire avant 16h de préférence.

RECOMMANDATIONS : Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-100	
<u>Support de Prélèvement</u>	Non endommagé ni souillé Chiffonnettes en matière absorbante, non lisse Pédichiffonnettes en jersey Présence de neutralisant si contrôle après désinfection
<u>Délais de réception et mise en analyse</u>	Reproducteurs (Gallus et dindes) : réception dans les 48h ouvrées Poulettes et pondeuses : réception dans les 48h ouvrés L'échantillon doit être ensemencé au maximum 96h après réalisation
<u>Conservation</u>	Eviter les variations de température, le mieux est de les conserver au froid

RECOMMANDATIONS : Prélèvements et Conservation des échantillons NFU 47-101	
<u>Il est préférable de prendre contact avec le laboratoire avant de procéder à l'échantillonnage</u>	
<u>Support de Prélèvement</u>	"Oeufs embryonnés non formés " : non cassés " poussins et oeufs contenant un embryon formé " : en bon état de conservation " sujets adultes vivants ou morts frais " : pas en état d'autolyse
<u>Délais d'acheminement</u>	24 heures
<u>Conservation</u>	De préférence réfrigérés, sauf pour les sujets vivants

.....
 * : **Paramètre accrédité Cofrac (portée d'accréditation n° 1-1828).**
 Tout écart à réception par rapport aux recommandations des documents de référence vous sera signalé et figurera sur le rapport d'essais. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.