

PROXIMITÉ

EXPERTISE

TRANSPARENCE

INDÉPENDANCE



# Kit parasitologie

Votre vétérinaire effectue la prescription et le suivi parasitaire de votre animal.  
 Vos experts Labocéa vous accompagnent pour les consignes de prélèvements, les résultats et les modalités d'envoi.

## Consignes de prélèvement pour les fèces

- Privilégier le prélèvement rectal ou les fèces fraîchement émis (matières n'ayant eu aucun contact avec le sol).
- La quantité nécessaire est de 10 à 30 g, soit un pot rempli au  $\frac{3}{4}$ .
- Respecter une conservation, envoi sous régime du froid positif, sous 24 h pour les recherches de strongles respiratoires avec une réception au laboratoire du lundi au jeudi, pouvant aller jusqu'à 72 h pour les autres prélèvements.

## Consignes de prélèvement pour les sangs

- Maintien et transfert sous régime du froid positif, pour réception au laboratoire sous 7 jours maximum.

## Transmission des prélèvements

Les échantillons peuvent transiter vers nos sites via la **collecte de votre cabinet vétérinaire, Colissimo ou Chrono 13**.  
 Les bons « Colissimo » peuvent vous être partagés à la demande.

Concernant les étiquettes **Chrono 13**, vous pouvez les télécharger en scannant le QR code ci-dessous  
 (ou sur la page [www.labocea.fr/kit-parasitologie](http://www.labocea.fr/kit-parasitologie)) :

### QUIMPER



### PLOUFRAGAN



### FOUGÈRES



En renseignant vos informations d'expéditeur, vous pouvez générer une étiquette, la télécharger, l'imprimer et la coller sur votre colis pour le déposer à La Poste (réception avant 13 h le lendemain).

**Hors collecte, le colis sera pesé à réception et les frais d'envoi seront ajoutés au dossier.**

Labocéa est à votre écoute : nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

● **02 96 69 02 10**  
[sante.animale@labocea.fr](mailto:sante.animale@labocea.fr)

Assemblage du kit  
réalisé par

