

**RÉSERVÉ AU SERVICE**

DOSSIER N° \_\_\_\_\_ REÇU le : \_\_\_\_\_

Expédition ou dépôt des PETRIFILMS ou BOÎTES CONTACT ou LAMES GELOSÉES BIFACES le : .....

Date limite d'utilisation (DLU) : .....

 Mode d'arrivée :  Client  Navette  Poste  Transporteur  Autre : .....

 Défaut à réception : .....  Quantité  
 Intégrité emballage

Saisi le : ..... Validé le : .....

**A REMPLIR PAR LE CLIENT**

Si cette demande d'analyse fait suite à un devis, veuillez indiquer sa référence :

 Le devis doit être retourné au laboratoire signé lors de la 1<sup>ère</sup> demande. Pour les échantillons ultérieurs correspondant au même devis, seule la référence peut être indiquée.

**CONTRÔLE DE SURFACE EN :**  Alimentation humaine  Alimentation animale  Environnement, élevage

**PRÉLEVÉ**

Nom/Société : .....

Lieu-dit, rue : .....

Commune : .....

Tél : .....

Fax/Mail : .....

**RÉSULTATS**
**Courrier au :**  PRÉLEVÉ  FACTURÉ  DEMANDEUR

**Et/ou**
**Email au :**  PRÉLEVÉ  FACTURÉ  DEMANDEUR

**Autres duplicatas :**
**FACTURÉ** (si différent du prélevé)

Nom/Société : .....

Lieu-dit, rue : .....

Commune : .....

Tél : .....

Fax/Mail : .....

Numéro de commande : .....

Préleveur : .....

Lieu de prélèvement : .....

Date et heure de prélèvement : .....

 Transport à température :  ambiante  réfrigérée

**DEMANDEUR** (si différent du prélevé)

Nom/Société : .....

Lieu-dit, rue : .....

Commune : .....

Tél. : .....

Fax/Mail : .....

**BON POUR ACCORD**

Date : .....

Visa : .....

 **Utiliser les CONTRÔLES DE SURFACE avant la DLU indiquée sur le conditionnement (ne doit pas être dépassée à la date de retour au Laboratoire de Ploufragan)**
 **La période recommandée pour le dépôt des échantillons est du lundi au jeudi midi : éviter les envois en fin de semaine.**

 Pour les modalités de prélèvements et les conditions générales d'analyse, consulter le document MALI-IN-0062 disponible sur notre site Internet [www.laboccea.fr](http://www.laboccea.fr), à l'accueil LABOCEA, aux points de dépôt ou sur demande.

**TYPE DE CONTRÔLE :**  Boîte contact  Pétrifilm  Chiffonnette  Écouvillon  Lame gélosée biface

N° PRÉLÈVEMENT	DÉSIGNATION PRÉCISE DES SURFACES CONTROLÉES
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

**BOÎTE CONTACT / PÉTRIFILM/ LAME GELOSÉE BIFACE**

Flore aérobic mésophile  Entérobactéries  Coliformes à 30°C  Autre, à préciser :

**CHIFFONNETTE / ÉCOUVILLON**

Les résultats sont couverts par l'accréditation (analyses COFRAC précisées ci-après par astérisque \*) sous réserve du domaine d'application de la méthode et du respect des recommandations (MALI-IN-0062). Pour davantage de renseignements, contacter le laboratoire ou consulter le site du COFRAC ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) - N° d'accréditation LABOCEA site Ploufragan : 1-7015, essais).

Analyse	Méthode
<input type="checkbox"/> Anaérobies sulfitoréducteurs	NF V08-061 (boîte)
<input type="checkbox"/> Anaérobies sulfitoréducteurs (spores)	NF V08-061 (boîte) et NF V 08-250
<input type="checkbox"/> <i>Bacillus cereus</i> présomptifs	NF EN ISO 7932 *
<input type="checkbox"/> <i>Campylobacter</i> spp. (dénombrement)	NF EN ISO 10272-2 *
<input type="checkbox"/> <i>Campylobacter</i> spp. (recherche)	NF EN ISO 10272-1 *
<input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i>	NF EN ISO 7937 *
<input type="checkbox"/> <i>Clostridium perfringens</i> (spores)	NF EN ISO 7937 * et NF V08-250
<input type="checkbox"/> Coliformes présumés à 30°C	NF V08-050
<input type="checkbox"/> Coliformes thermotolérants à 44°C	NF V08-060
<input type="checkbox"/> Entérobactéries 30°C/ 37°C	<input type="radio"/> NF V08-054 (présumées) <input type="radio"/> NF EN ISO 21528-2 *
<input type="checkbox"/> Entérocoques	Sur milieu Slanetz
<input type="checkbox"/> <i>Escherichia coli</i> β-glucuronidase +	NF ISO 16649-2
<input type="checkbox"/> Flore aérobic mésophile	<input type="radio"/> XP V08-034 * <input type="radio"/> NF EN ISO 4833-1 *
<input type="checkbox"/> Levures – Moisissures (dénombrement)	NF V08-059
<input type="checkbox"/> <i>Listeria</i> (dénombrement)	<input type="radio"/> AL-dénombrement validée AFNOR BRD 07/17-01/09 * <input type="radio"/> NF EN ISO 11290-2 *
<input type="checkbox"/> <i>Listeria</i> (recherche)	<input type="radio"/> Vidas <i>Listeria</i> validée AFNOR BIO 12/2-06/94 * <input type="radio"/> NF EN ISO 11290-1 *
<input type="checkbox"/> <i>Pseudomonas</i> spp. présomptifs	NF EN ISO 13720
<input type="checkbox"/> Salmonelles	<input type="radio"/> Vidas Easy <i>Salmonella</i> validée AFNOR BIO 12/16-09-05 * <input type="radio"/> NF EN ISO 6579-1 *
<input type="checkbox"/> Staphylocoques à coagulase +	<input type="radio"/> NF EN ISO 6888-2 <input type="radio"/> NF EN ISO 6888-3 * (recherche)

Autres demandes et commentaires :